

OXYLED^{PRO}

TRATAMENTE FACIALE & CAPILARE

Tehnologie de ultimă generație pentru
PENETRARE TRANS-EPIDERMICĂ
a substanțelor active






Confruntându-se cu o concurență intensă pe piață , multe mărci de produse de îngrijire a pielii caută, fără îndoială, o soluție inovatoare care poate spori semnificativ eficiența cosmeticelor și se remarcă pentru a atrage clienții de înaltă clasă.

OxyLed PRO este dezvoltat cu precizie pentru a satisface această nevoie.

Proiectat special pentru brandurile profesionale de îngrijire a pielii, OxyLed PRO îmbunătățește perfect gama dumneavoastră de produse.




PRINCIPIUL DE LUCRU

Bariera naturală a pielii împiedică adesea absorbția cremelor și a serurilor.

Acest dispozitiv facial inovator combină terapia cu oxigen de înaltă concentrație (concentrație de 95%) și terapia LED pentru a contracara îmbătrânirea pielii cauzată de speciile reactive de oxigen și de toxine. Acest dispozitiv combină terapia LED cu Oxigen, permițând infuzia profundă a serurilor concentrate cu oxigen pur. Rezultatele apar imediat, pielea fiind vizibil întinerită și radiantă.

Oxigenoterapia stimulează energia și metabolismul celular, facilitând o regenerare mai rapidă. Nivelurile ridicate de oxigen declanșează penetrarea trans-epidermică a ingredientelor active oferind efecte spectaculoase în doar 20 de minute de tratament.

În plus, terapia LED promovează producția de colagen și elastină, combătând acneea și fortificând bariera pielii.




ACCESORII STANDARD




Infuzie de oxigen

Infuzia de oxigen va furniza oxigen pur în proporție de peste 95% în straturile profunde ale pielii, astfel încât pielea va absorbi oxigenul și va spori activitatea celulelor.



Jet de oxigen

Cu o presiune de ieșire impresionantă de 150KPA a jetului de oxigen, această tehnologie avansată livrează oxigen și seruri bogate în nutrienți direct în stratul dermic al pielii. Aceasta revitalizează pielea din interior, promovând un ten mai sănătos și mai vibrant.




Masca cu oxigen & Cromoterapie LED

Masca emite oxigen, oferind în același timp terapie cu lumină LED, revitalizând și hrănind pielea cu multiple variante de culori: roșu, albastru, verde sau combinații ale acestora pentru a aborda o varietate de probleme ale pielii, inclusiv tenul tern, liniile fine, imperfecțiunile și pielea grasă sau cu tendință acneică.

PANOUL DE CONTROL



Terapie LED cu 7 lungimi de undă



DIFERENȚA FAȚĂ DE ALTE APARATE



Puritatea oxigenului: Utilizând materii prime importate din Franța, poate produce 95% oxigen de înaltă concentrație. Acesta atinge standardul medical, fiind suficient de puternic pentru utilizare estetică.

Presiunea de ieșire: 120-150kpa, fiind foarte puternică pentru curățarea în profunzime și pentru îmbunătățirea efectului produsului de îngrijire a pielii.

CERTIFICATE



PARAMETRII TEHNICI

Puritate oxigen: $\geq 95\% \pm 3$ (V/V)

Debit: 1-5L/min

Presiunea de ieșire: 100-150 Kpa

Consum energie: 300 W

Greutate: 25 Kg

TRATAMENTE




Anti-îmbătrânire și hidratare intensivă:

Tratamentele cosmetice cu oxigen oferă o alternativă noninvazivă și nedureroasă la procedurile invazive. Tratamentele efectuate regulat pot diminua ridurile fine, oxigenează pielea în profunzime, îi redau strălucirea și hidratează intens pielea uscată și deshidratată la nivel celular.

Tratament terapeutic curativ:

Tratamentele cu tehnologie facială și produse cu oxigen abordează în mod eficient problemele legate de acnee, probleme vasculare și piele deshidratată. În plus, produsele trichologice specializate pentru scalp stimulează creșterea părului.



TRATAMENTE



Tratament pentru zona ochilor și hidratarea buzelor:

Zonele delicate din jurul ochilor și buzelor necesită o îngrijire specială. Produsele și procedurile de îngrijire a ochilor se adresează acestor zone, obținând rezultate remarcabile în ceea ce privește reducerea cearcănelor și a ridurilor fine din jurul ochilor. Oferă efect de plumping la nivelul buzelor.



Accelerarea creșterii părului:

Acest dispozitiv utilizează tehnologia de înaltă presiune pentru curățarea scalpului, eliminând în mod eficient blocajele și normalizând producția de sebum. Puteți utiliza unele peptide și componente active, ingredientele sunt penetrate eficient cu ajutorul oxigenului, promovând reînnoirea celulară și energizând scalpul.





STEP BY STEP



PASUL 1:
Curățare
(2 min)



PASUL 2:
Injectie cu oxigen (2-3 min)
Se recomandă folosirea
substanțelor specifice mezoterapiei
(Brandul InSTITUTE BCN)



PASUL 3:
Tratament pentru hidratare
(8 min)



PASUL 4:
Terapie cu LED
(15 min)



PASUL 5:
Aplicare masca
tratament
(10-15 min)

OXYLED PRO

REZULTATE



ÎNAINTE DUPĂ



ÎNAINTE DUPĂ



ÎNAINTE DUPĂ



ÎNAINTE DUPĂ



ÎNAINTE DUPĂ



ÎNAINTE DUPĂ



ÎNAINTE DUPĂ



ÎNAINTE DUPĂ



ÎNAINTE DUPĂ

PRO
OXYLED

 **BEAUTYONE™**

ROMANIA

Adresă: Bd. Libertății, Nr.22, Sector 5, București
Telefon: 0729.005.777 | **E-mail:** office@beautyone.ro



BEAUTYONEROMANIA



WWW.BEAUTYONE.RO

BULGARIA

Адрес: Ул. Хан Аспарух, №. 7, София
Телефон: 0883335173 | **E-mail:** office@beautyone.bg



BEAUTYONEBG



BEAUTYONEBULGARIA



WWW.BEAUTYONE.BG