



**OXYGENERA PRO**

**Concept unic in**

**TRATAMENTELE FACIALE**

5 Tehnologii intr-un singur echipament.  
Tratamente multiple.






Inglobeaza **5 TEHNOLOGII REVOLUTIONARE** care pot fi mixate in cadrul unui tratament facial sau pot fi folosite individual pentru probleme specifice ale tenului.



**Microdermabraziunea cu particule de diamant** – exfoliaza pielea in profunzime sporind productia de colagen si elastina, ajuta la regenerarea celulara, faciliteaza extractia punctelor negre si imbunatateste starea generala a pielii.



**Oxigen Hiperbaric** – oxigenul de puritate 98%, sub presiune, este introdus in cele mai profunde straturi ale pielii. Datorita oxigenarii si imbunatatirii respiratiei celulare este stimulata circulatia sangvina, regenerarea celulara iar pielea este hidratata in profunzime prin stimularea productiei de colagen si elastina.



**Mezoterapia virtuala** – penetreaza in profunzime principiile active, creste semnificativ permeabilitatea pielii atat pentru substante ionice cat si pentru substante nonionice (chiar si pentru macromolecule) si actioneaza asupra structurilor lipidice determinand deschiderea unor canalicule transmembranare. Dispune de 2 capete de tratament – mezoterapie perioculara si mezoterapie faciala.



**Radiofrecventa multipolara** – sporeste circulatia sangvina si productia de colagen, oferind pielii un efect de lifting. Dispune de un sistem de racire ce mentine epiderma la o temperatura normala, chiar daca stratul dermic este incalzit (45-60°C).



**Phooton Oxygen Mask cu Soft Laser** – o masca cu lumina laser si oxigen hiperbaric care imbunatateste activitatea celulara prin stimularea metabolismului celular. Accelereaza circulatia sangvina, reda tonusul si elasticitatea pielii, are un puternic efect anti-age reparand pielea in profunzime.

# AVANTAJE UNICE



- 5 tehnologii de ultima generatie non-invazive;
- Oxigen hiperbaric de puritate medicala 98%;
- Inlocuieste tratamentele faciale clasice;
- Toate tehnologiile se pot mixa in cadrul unui singur tratament facial sau tratamentele individuale;
- Tratamente personalizate;
- Touch screen si un soft usor de utilizat;
- Verietate mare de tratamente;
- Personalizarea sedintei de tratament in functie de problema tratata;
- Tehnologie, soft si protocol alcatuit, testat si aprobat Beauty One.



# BENEFICII

- Reface elasticitatea si ofera luminozitate tenului;
- Inlocuieste traditionalele tratamente invazive cu Botox sau Acid Hialuronic;
- Contine conceptul Soft Laser ce infuzeaza ingredientele active pana in derm;
- Oxigeneaza tesuturile si activeaza microcirculatia sangvina;
- Stimuleaza productia de colagen si elastina;
- Imbunatateste starea generala de sanatate a pielii;
- Infuzie de nutrienti activi in derm;
- Rezultate vizibile mentinute pe termen lung.



# STEP by STEP



**Curatare** – Dupa o demachiere si o tonifiere riguroasa se recomanda sa incepeti tratamentul cu o exfoliere profunda a tegumentului cu ajutorul capetelor de microdermabraziune. Se alege un capat cu abraziunea potrivita tegumentului si zonei pe care urmeaza a fi realizata exfolierea. Astfel obtinem o piele curata, neteda, uniformizata si pregatita pentru ceilalti pasi ai tratamentului.

**Oxigenare** – folosind aerograful pentru a pulveriza oxigenul hiperbaric, acesta ajunge pana in straturile cele mai profunde ale pielii, impreuna cu substantele active atent selectionate. Pielea se bucura de o infuzie de oxigen si nutrienti , fiind astfel hidratata si oxigenata in profunzime.


**Penetrarea principiilor active** – mezoterapia este tehnologia care creste permeabilitatea tegumentului. Ajuta la o hidratare mai buna , previne aparitia ridurilor si stimuleaza regenerarea celulara.

**Lifting facial** – radiofrecventa trateaza tesuturile intr-un mod precis, sporind circulatia sangvina si productia de colagen. Pentru ca temperatura dermului poate ajunge pana la 65 grade C, in timpul tratamentului, obtinem un efect de lifting instant, fermitate crescuta si imbunatatirea texturii pielii.


**Masca faciala** – Oxygen Mask IR Soft Laser care imbunatateste activitatea celulara actionand asupra pielii pentru a secreta un numar mare de proteine de colagen. Reda tonusul si elasticitatea pielii, imbunatateste aspectul pielii terne si cu problem de pigmentare.



# REZULTATE DOVEDITE CLINIC



Inainte



Dupa



Inainte



Dupa

LINK-URI UTILE

- [www.youtube.com/watch?v=-\\_N3-7N5tns](http://www.youtube.com/watch?v=-_N3-7N5tns)

## PARAMETRII TEHNICI

<b>Voltaj</b>	220V /110V 50HZ/60HZ
<b>Greutate</b>	45 kg
<b>Dimensiuni</b>	62x49x74cm



**Adresa:** Bd. Libertatii, Nr.22, Sector 5, Bucuresti  
**Telefon:** 0729.005.777; 0726.244.453  
**Email:** office@beautyone.ro | **Web:** www.BeautyOne.ro