

# CRYOTOUCH

CryoTouch este cel mai performant și avansat concept estetic-medical pentru refacerea conturului facial și livrarea TransEpidermica a substanțelor active.

**CrioRF™** este una dintre tehnologiile ce stau la baza acestui echipament și reprezintă sinergia perfectă între Radiofrecvența bipolară și Crioterapie, sistem criogenic care în timpul tratamentului protejează pielea și permite efectuarea unui tratament mai intens cu rezultate vizibile imediat în reconturarea facială și liftarea tegumentului.


**CrioElectroporation™** sau "injecția transdermică" este revoluționară tehnologie ce permite penetrarea substanțelor active în procent de 60-95% până la nivelul jonctiunii dermoepidermice oferind efecte remarcabile în tratarea tuturor problemelor tenului.



## Tehnologii



**Crio-Radiofrecvența:** Crio-radiofrecvența stimulează formarea de noi fibre de collagen fiind cea mai puternică terapie de refacere a structurii pielii. Crio-RF este o excelentă metodă de creștere a elasticității la nivelul peretilor vasculari prin vasoconstrucție (produsă de crio-terapie) - vasodilatatie (produsă de radiofrecvența) repetitivă. Astfel se produce oxigenarea intensă a țesutului.




- **Înainte de Cryo RF:** Piele îmbătrânită, lipsită de collagen.
- **În timpul tratamentului, folosind Cryo RF:** Este provocată contracția țesutului și stimularea producției de collagen și elastină.



- **După Cryo RF:** Celulele pielii sunt activate. Elasticitatea și vitalitatea pielii cresc prin formarea de noi fibre de collagen și elastină. Efectul produs de Cryo RF duce la obținerea unui efect de lifting instant în timp ce pregătește pielea pentru Electroporație.



**Cryo-Electroporația:** funcția de răcire puternică vitalizează activitatea celulară și crește raportul de penetrare.



- **Înainte de impulsurile electrice:** Celulele sunt lipsite de hidratare și nutriție. Acest lucru îngreunează capacitatea de reînnoire a celulelor.

- **În timpul activității impulsurilor electrice:** Câmpul electric creează o tensiune pe membrana celulară, generând modificări moleculare care conduc la formarea ultramicroporilor.



- **După impulsurile electrice:** Substanțele active penetrează pielea, fiind absorbite în straturile profunde ale acesteia. Efectele obținute sunt uimitoare. Picăturile de dimensiuni nano penetrează straturile pielii, ajung în derm, rezultând un tratament regenerativ al pielii.

## Tratamente

- Tratamente de lifting;
- Tratamente Anti-age;
- Tratamente de hidratare și stralucire;
- Tratamente de depigmentare;
- Tratamente de recuperare;
- Orice alt tip de tratament conform cocktail-ului de produse infuzat.


## Avantaje

- Rezultate remarcabile de la prima sedință;
- Indicată pentru toate problemele tenului;
- Fără contraindicații și efecte adverse;
- Posibilitatea de a penetra diverse cocktailuri în straturile profunde ale pielii;
- Tratament nedureros, fără recuperare;
- Desing futurist, soft intuitiv.


## Caracteristici tehnice

**Ecran tactil:** 3,5"  
**Temperatura de răcire:** -5-5°C  
**Temperatura normală:** ~20°C  
**Tensiune:** 50/60Hz | **Ice RF:** 6 MHz  
**Putere:** până la 150W | **RF:** până la 100W  
**Dimensiunea mașinii:** 300 x 300 x 290 mm  
**Dimensiune manipulu:** 270 x 50 x 40 mm


## Rezultate



Înainte



După



Înainte



După

### PERIOADA AMORTIZARE PROPUȘĂ

PROFIT REALIZAT	PREȚ PACHET	CLIENTI	3 LUNI	6 LUNI	12 LUNI
2,790.00 €	730.00 €	4	1	1	1