

MESSO.PEN™
GOLD EXCLUSIVE

INSTITUTE BCN
BARCELONA

PACHET Messo.Pen + Fiole

Sistem avansat automat de penetrare transdermica cu microace de mare viteza pentru terapii faciale si corporale. Tratamentul are un puternic efect de rejuvenare asupra fibrelor de collagen si elastina.

TEHNOLOGII

Microneedling actioneaza prin efectuarea a mii de micro-intepaturi la nivelul pielii favorizand patrunderea substantelor active in derm pentru a stimula producerea de collagen propriu si restructurarea pielii. Viteza de 18.000 intepaturi/minut reduce disconfortul din timpul tratamentului si ajuta la absorbtia acizilor si a peptidelor pentru un rezultat spectaculos.

Manipulul MessoPen are forma unui stilou ce foloseste capete cu ace sterile, individuale pentru fiecare pacient si sedinta de tratament. Astfel, capatul aparatului dispune de o varietate de capete de tratament ce au la baza micro-ace extrem de fine care pot fi ajustate pentru o profunzime de la 0.5 mm pana la 2 mm. Nivelul de patrundere se adapteaza la nevoile specifice ale fiecarui pacient si al diferitelor zone faciale.

Terapia cu MessoPen este ideala inclusiv pentru realizarea tratamentelor corporale: tratarea celulitei, vergeturilor si tratamentul alopecitelor.

Stimuleaza activitatea circulatiei la nivel capilar si datorita ingredientelor din cocktailurile Institute BCN, ajuta la rezolvarea problemelor precum caderea parului, tratarea alopeciilor, restructurarea si refacerea fibrei capilare si tratarea problemelor scalpului.



TERAPII

- Tonifiere, lifting si reintinerirea pielii;
- Amelioreaza ridurile si trateaza liniile fine;
- Micsoreaza porii dilatati;
- Amelioreaza vergeturile;
- Ideal pentru alopecie.

AVANTAJE UNICE

- Dispune de 5 trepte de viteza;
- 5 capete tratament 12 microace, 24 microace, 36 microace, 42 microace si capatul Nano-needles;
- Profunzimea de penetrare de la 0-2 mm;
- 18.000 intepaturi/minut;
- 2 baterii reincarcabile.



PERIOADA AMORTIZARE PROPUISA

PROFIT REALIZAT	PRET PACHET	CLIENTI	3 LUNI	6 LUNI	12 LUNI
460.00 €	250.00 €	2	2	1	1